

DIN 58912-1

ICS 11.100.30

Ersatz für
DIN 58912-1:2000-03

**Hämostaseologie –
Bestimmung der Antithrombin-Aktivität –
Teil 1: Referenzmessverfahren mit einem synthetischen Peptidsubstrat**

Haemostaseology –
Determination of the antithrombin activity –
Part 1: Reference measurement procedure using a synthetic peptide substrate

Hémostasiologie –
Dosage de l'activité de l'antithrombine –
Partie 1: Mode opératoire de mesure de référence à l'aide d'un substrat peptidique synthétique

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Bezeichnung.....	5
5 Entnahme und Aufbereitung des Blutes	5
6 Durchführung	6
6.1 Vorbereitung der Proben und Reagenzien.....	6
6.2 Methoden	6
6.2.1 Methode über Thrombin (Faktor IIa)	6
6.2.2 Methode über Faktor Xa.....	6
6.3 Reaktionsansatz.....	7
6.3.1 Manuelle Methode über Thrombin (Faktor IIa):.....	7
6.3.2 Manuelle Methode über Faktor Xa [11]	7
6.3.3 Automatisierte Methoden.....	7
6.4 Qualitätskontrolle	7
7 Ergebnismitteilung	7
Literaturhinweise	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 063-03-05 AA „Hämostaseologie“ im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed) in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung e. V. erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 58912-1:2000-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) der Begriff Antithrombin III wurde zu Antithrombin aktualisiert;
- b) die Faktor Xa-Methode wurde aufgenommen und das Dokument inklusive der Begriffe in diesem Zusammenhang überarbeitet;
- c) die Englische Fassung der Norm wird separat veröffentlicht;
- d) die Norm wurde redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 58912-1: 1994-06, 2000-03